

Leżoszaranie lampy "Bioptron" w praktyce stomatologicznej - okazało się bardzo skuteczne. W przypadku uszkodzenia sztywnotki (przy parodontopatii) z dużym skutkiem wyleczyłam zębomocne przyległe zębomocne i rozchwiane zębomocne spowodowane obfitym kamieniem nazębny (broda białawy jamy ustnej) u młodej kobiety z dużym cambrum i wysoka zębomocnego. Na podstawie zdjęć RTG stwierdziłam, że istnieje konieczność wyrobienia zębomocnego. Po nasinielaniu lampy "Bioptron" i przesinielaniu przysięgi stała się lumina nasłoneczniona - nastąpiła odnowienie tkanki własnej wyrobienie zębomocnego oraz instalacja zębomocnego

podpis Klienta

1634839
 GABRIELA KARSKI
 lek. stom. Halina Borowczyk
 SPECJALISTA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ
 PARODONTOLOG
 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 42
 NIP 734-104-41-89 Regon 490193686
 tel. (018) 442 02 24 -980604705-
 data i czytelny podpis Klienta

wyrażamio rozchwianym zębomocnym
 20.08.2011 r. Halina Borowczyk